

# Kerge, praktiline ja ülimalt lihtne kasutada **Silverlight.**

- Valitud 5 vatine LED kõrgeima efektiivsusega kõvastab 2mm kihi 10 sekundiga
- "Fast" (kiire) režiim: 10 sekundit maksimaalse valguse intensiivsusega
- "Slow" (aeglane) režiim: 20 sekundit progresseeruvalt suureneva valguse intensiivsusega saavutades haripunkti peale 3 sekundit
- Keeruline optiline element fookuseerib valguse fiiberoptikasse
- Protsessorkontrollitav konstantse valgusvõimsuse tase vastavalt aku täituvusele
- Lainepikkus hõlmab vahemikku 440nm ja 480nm haripunktiga 460nm (efektiivne kamperkiinonile)
- Integreeritud radiomeeter, mis kontrollib valguse väljundvõimsust
- Liitium-ioon aku ilma mälu efektita ning laadimisaeg kõigest 90 minutit, mille võimsusest jagub 320-ks 10-sekundiliseks tsükliks
- Sile ja kompaktne pind muudab seadme lihtsalt puhastatavaks, valgusjuht ja optiline kaitse on steriliseeritavad

## TEHNILISED ANDMED

Möödud (P x Ø mm-s)	198 x 22.5
Valgusallikas	5W LED patenteeritud optilise fookusega
Lainepikkuse vahemik	440–480 nm haripunktiga 460 nm
Fiiberklaasist valgusjuht	Ø 8mm, steriliseeritav 135° C juures
Valguse intensiivsus	> 1.100 mW/cm <sup>2</sup>
LED'i eluiga	1,800,000 tsükli, a' 20 sekundit
Aku	Liitium-ioon aku (ilma mälu efektita)
Aku võimsus	320 tsükli, a' 10 sekundit
Laadimisaeg	umbes 90 minutit
Garantii	2 aastat seadmele ja akule (v.a. valgusjuht)



**Silverlight** on juhtmevaba LED polümerisatsioonilamp, mida saab lihtsalt ühest kabinetist teise viia. See üligerge LED lamp kõvastab 2 mm paksuse kihi ainult 10 sekundiga ja võimaldab valida kahe režiimi vahel "Fast" ja "Slow" (kiire ja aeglane). Tänu oma suurepärasele sooritusvõimele ja kauakestvale liitium-ioon akule, peab see täislaetult vastu 320 10-sekundilist tsükli ning uuestilaadimine võtab aega ainult 90 minutit. Valguse väljundvõimsus on lihtsalt kontrollitav tänu sisse-ehitatud radiomeetrile.



# Sooduspakkumine!

## Anname **Silverlight** lambi **tasuta!**

### G-AENIAL

**G-ænial** – edumeelne materjal, mis sobib kõikide kaviteediklasside restau-reerimiseks ja üliesteetilisteks ülesehitusteks ühe - või mitmevärvi tehnikas.

#### Väline ilu... ja sisemine ilu

Kameeleoni efekt, mis saavutatakse ainult ühe värvitooniga, on nii hea, et täidis muutub nähtamatuks. See on võimalik tänu **G-ænial**'i unikaalsele koostisele. Tänu mitmekesisele ja struktuuriliselt keerulisele maatriksile, matkib **G-ænial** loomulikule hambale omast tagasipeegeldumist.

#### Tehnika ja käsitlemine

**G-ænial** on üks haruldasi komposiitmaterjale, mis tõega kvalifitseerub kui kasutajasõbralik materjal mitte ainult oma värvisüsteemi poolest, vaid tänu oma unikaalsele sundimatule manipulatsioonile. Konsistents ja tööajad on sobilikud igale restauratsiooni klassile.

#### Edasiarendatud värvisüsteem

**G-ænial** värvikontseptsioon pakub arstile paindlikkust, mis võimaldab luua ühe-värvitoonis esteetilisi nähtamatuid täidiseid kuni mitme-värvitehnikas valmivate meistriteosteni välja. **G-ænial Anterior** valikus on 22 tooni kolmes erinevas opaaksuses ning **G-ænial Posterior** valikus 6 tooni kahes opaaksuses.



### G-AENIAL BOND

– 7. generatsiooni adhesiiv

**G-ænial Bond** on ühekomponentne isesöövitav, valguskõvastuv adhesiiv, mis on arendatud spetsiaalselt „valikulise söövituse“ tehnika tarvis. Valikuline söövitust tähendab 10 sek happesöövitust ainult emailil enne **G-ænial Bond** 'i aplitseerimist. Uuringud on näidanud, et **G-ænial Bond** sidustub suurepäraselt emailile ja dentiinile nii isesöövitavas tehnikas kui ka valikulises söövitustehnikas.

**G-ænial Bond** on HEMA-vaba, mille eeliseks on pikaajaline hüdrolüütiline vastupanu, mis annab sidusele lisastabiilsuse.

\* Kirjandus ja kliinilised uuringud on saadaval vastavalt nõudmisele



**Osta 12 G-aenial süstalt vabal valikul ja 1 G-aenial Bond refill, saad TASUTA Silverlight lambi**

**Pakkumine kehtib kuni mai 2012.**

GC edasimüüjad:



Tel. +372 63 91 321  
Fax. +372 63 91 324



GC EE 02/12