


TheraBase™ Ca

Kahelikõvastuv, kaltsiumit ja fluoriidi vabastav isesöövitav alusmaterjal 8 g, 129€ + KM

- Kaltsiumi vabanemine ainulaadse hüdrofiilse maatriksi tõttu
- MDP monomeer tagab tugeva sideme dentiiniga
- Suur painduvusjõud tagab vastupidavuse pragude tekkele
- 11 pH säilitab pulbi vitaalsuse
- Vees kergesti lahustuv, talub hästi niiskust
- Süstla pakend – materjali mugav segamine ja pealekandmine
- Kahelikõvastumine tagab täieliku kövenemise ja kiire töö
- Suurepärane röntgenkontrast



LISAINFO TOODETE KOHTA

DAB Eesti OÜ

Tulika 19 c-4 k, Tallinn