



# LABORIPAKKUMISED

23.01. – 30.06.2023

## GC Initial

OSTES 3x Initial refilli vabal valikul  
SAATE 1x Initial refilli vabal valikul ja samas väärtuses tasuta

PAKKUMINE

3+1



## GC Initial LiSi Press

OSTES 4x Initial LiSi Press pakendit (5x3 g),  
värvid vabal valikul  
SAATE 1x Initial LiSi Press pakendi (5x3 g) vabal valikul tasuta

PAKKUMINE

4+1

OSTES 4x Initial LiSi Press pakendit (5x3 g), värvid vabal valikul  
SAATE 1x LiSi PressVest Intro Kit sisestusmassi tasuta  
(6x 100 g GC LiSi PressVest Powder, 1x 135 ml GC LiSi PressVest Liquid,  
1x 30 ml GC LiSi PressVest SR Liquid, 1x GC LiSi PressVest SR Liquid spray nozzle)



PAKKUMINE

4+1



## GC Initial IQ ONE SQIN komplektid

### GC Initial IQ ONE SQIN SYSTEM KOMPLEKT

- 10x SPS värvid (SPS-1/2/7/8/13/14/17/18/19/20), 3 g
- 1x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g
- 1x SPS Glasuurimisvedelik, 25 ml
- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N/L-NFL), 4 g
- 4x IQ LP ONE Lustre Body toonid (L-A/B/C/D), 4 g
- 6x IQ LP ONE Emaili efekttoonid (L-3/6/8/9/10 / OP), 4 g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting vedelik, 8 ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refresh vedelik, 8 ml
- 5x IQ SQIN Dentiini pulbrid (Body A/B/C/D/BL-D), 10 g
- 5x IQ SQIN Emaili pulbrid (E-57/58/59/60/BL-E), 10 g
- 1x IQ SQIN Transparentne Opal Booster (TO) pulber, 10 g
- 3x IQ SQIN GUM pulbrid (hele, tume, neutraalne), 10 g
- 1x IQ SQIN modelleerimis- ja pinnastruktuurivedelik, 25 ml
- 1x IQ LP ONE segamisalus
- 1x IQ LP ONE pintsel 00
- 1x IQ LP ONE pintsel 2
- 1x IQ LP ONE plastikkate
- 1x IQ ONE SQIN tehniline juhend
- 1x IQ LP ONE värvikaart
- 1x SPS värvikaart

SOOVITUSLIK HIND

€ 999,00

€ 1386,00

VÕI

Initial IQ,  
Lustre Paste ONE,  
V-Shades Set

ALLAHINDLUSEGA

-10%



## Kõik GC Initial IQ ONE SQIN refillid

ALLAHINDLUSEGA

-20%



## Kõik Lustre Paste ONE refillid

ALLAHINDLUSEGA

-20%



## Kõik GC Initial Spectrum Stains refillid

ALLAHINDLUSEGA

-20%



GC esindaja:



Christine Kuusmaa, mob +372 5208718  
Christine.Kuusmaa@gc.dental

GC edasimüüjad:



Tel +372 6391321  
Tasuta tellimislain +372 8003300  
Müügisekretäri +371 6391326

Jälgi meid ja sa oled informeeritud:





# LABORIPAKKUMISED

23.01. – 30.06.2023

## GRADIA®/ GRADIA® PLUS

OSTES 4x GRADIA või GRADIA PLUS refilli vabal valikul  
SAATE 1x GRADIA või GRADIA PLUS refilli vabal valikul  
tasuta (samas väärtuses)

PAKKUMINE  
4+1



## Initial™ LiSi Block

OSTES 3x karpi Initial LiSi Block liitumdisilikaat  
CAD/CAM plokke (3x 5 plokki)  
SAATE 1x karbi (5 plokki) tasuta  
LiSi Block on täielikult kristalliseeritud ning ta on saadaval toonides A1, A2, A3, B1;  
kahes transpatsentsuses HT ja LT; ploki suurus 14

PAKKUMINE  
3+1



## GC Temp PRINT

OSTES 1x pudeli Temp PRINT'i 500ml Light või Medium  
SAATE 2x Optiglaze color refilli vabal valikul tasuta  
Temp PRINT on valguskõvastuv  
komposiit ajutiste kroonide  
ja sildade valmistamiseks.  
Lisage 3D printitud  
restauratsioonidele läiget ja  
isikupära OPTIGLAZE color  
värvidega.

PAKKUMINE  
1+2



## G-CEM ONE™

OSTES 2x G-CEM ONE refilli AO3 ja/või WO (valge opaak)  
SAATE 1x G-Multi Primeri 5ml tasuta  
G-CEM ONE on isesidustuv universaalne vaiktsement  
G-Multi Primer sisaldab kolme erinevat monomeeri, et tagada ideaalne adhesioon  
mistahes tüüpi restauratsiooniga. Silaan tagab sidususe klaaskeraamikale,  
hübriidkeraamikale ja komposiidile; MDP tagab sidususe tsirkooniumile,  
alumiiniumile ja mitteväärismetallidele; MDTP sidususe väärismetallidele.

PAKKUMINE  
2+1



## OPTIGLAZE color

Lai värvivalik esteetiliste detailide loomiseks restauratsiooni-  
del valguskõvastuvate OPTIGLAZE värvidega

OSTES 3x 2,6 ml OPTIGLAZE color refilli (värvid vabal valikul)  
SAATE 1x 2,6 ml OPTIGLAZE color refilli vabal valikul tasuta

PAKKUMINE  
3+1



## Kõik GC Fujirock® EP pakendid

ALLAHINDLUSEGA  
-20%



## Kogu GC Fujivest® Premium

ALLAHINDLUSEGA  
-15%



## METAL PRIMER Z

ALLAHINDLUSEGA  
-20%

METAL PRIMER Z on praimer komposiidi sidustamiseks metallile. See tagab kindla ühenduse  
metallkarkassi ja mistahes vaigubaasil materjali vahel, näiteks akrüül- ja metakrülaatkompoo-  
sidid. Kasutajasõbralik ja tõestatud sidusaine!

Sisaldab 2 funktsionaalset monomeeri: MDTP - sidususe väärismetallidega ja MDP - sidususe  
mitteväärismetallidega ja tsirkooniumiga. Enne metallkarkassi katmist GRADIA PLUS  
Opaque'iga, tuleb luua keemiline sidususe METAL PRIMER Z praimeriga. Lisaks metallkarkassile  
võib METAL PRIMER Z praimerit kasutada ka tsirkooniumkarkassil.



GC esindaja:



Christine Kuusmaa, mob +372 5208718  
Christine.Kuusmaa@gc.dental

GC edasimüüjad:



Tel +372 6391321  
Tasuta tellimisiin +372 8003300  
Müügisekretäri +371 6391326

Jälgi meid ja sa oled informeeritud:



Since 1921  
Towards Century of Health