

Ultradent - Azena Medical!



Gemini EVO laser ühendab endas suurema 100-vatise tippvõimsuse eelised kahe lainepikkusega disaini mitmekülgusega. 100-vatine tippvõimsus, üliimpulss, tagab kiirema lõikamise, väiksema kuumuse ja ülipuhtad sisselõiked pehmetes kudedes. Neid kahte lainepikkust (810 nm + 980 nm) saab kasutada eraldi või koos, pakkudes teile kolme lainepikkuse režiimi. Gemini EVO laseril on tõhusaks ja intuitiivseks kasutamiseks 16 eel-seadistatud protseduuri, mis on jagatud kolme kategooriasse. Sisseehitatud Wi-Fi-ühendus muudab tarkvara värskendamise või tehnilise toe hankimise lihtsaks ning võimaldab laseril sünkronida armatuurlauaga, et pakkuda teile väärtuslikke andmeid teie masina ja protseduuride kohta. Kaasas on kolm fotobiomodulatsiooni (PBM) adapterit, et saaksite oma uue hambaravi laseri eeliseid täielikult ära kasutada.

Tehnilised andmed:

100 vatti superimpulssi tippvõimsust

Kaks lainepikkust (810 nm + 980 nm)

Wi-Fi on lubatud lihtsaks tarkvaravärskenduseks ja tehniliseks toeks

Armatuurlaud pakub kasutusstatistikat, protseduuride andmeid ja palju muud

Sujuv ekraan ja kasutajaliides

Kaasas kolm PBM-adapterit: 3 mm, 7 mm ja 25 mm

Autoklaavitav käsiinstrument muudab steriliseerimise lihtsaks

Ühekordselt kasutatavad painutavad otsikud on eelkäivitatud, et vähendada ettevalmistusaega
Ühildub samade otsikutega nagu originaal Gemini laser
Reguleeritav otsavalgustus tagab parema nähtavuse operatsioonikohas
Kaetud 2-aastase tootjagarantiiga koos võimalusega pikendada kuni 5 aastat

Komplektis:

1x laser
1 x jalgpedaal
3 x kaitseprillid
10 x 5 mm ühekordselt kasutatavad kiudotsikud
1 x alalisvoolu toiteallikas
3 x PBM-adapterit (25 mm, 7 mm, 3 mm)

Kõik, kes soovivad veebiseminaril osaleda, andke mulle teada ja saadan teile Teamsi lingi.



NEW!

Exclusive invitation to join the 1st official presentation in Europe of GEMINI EVO by the US manufacturer Azena Medical

Webinar held by Alex Di Sessa, CEO Azena Medical

January, 23rd, 2023 | 4-5pm (WET time zone)

GEMINI EVO
810 + 980 DIODE LASER

Lugupidamisega,

Niina Saaremägi
Müügiesindaja
Tel. 63 91 323
Mob. 58 8766 62
niina.saaremägi@dabdental.ee